





## DIŐ MEKAN KONDİSYON ALETLERİ / OUTDOOR FITNESS EQUIPMENT

Mfs-008

Technical Specifications /  
Teknik Özellikler

-  Sheet Metal | Polythene  
Dkp Sac | Polietilen
-  Tube Profile Frame  
Boru Profil Ayaklar
-  Powder Coating  
Elektrostatik Boya
-  User Capacity: 2  
Kullanıcı Sayısı: 2
-  Muscles Training: Lumbar and Back  
Muscles
-  Çalıştırdığı Kaslar: Bel ve Sırt  
Kasları

## Dimensions / Boyutlar

-  w: 185 cm
-  h: 140 cm
-  d: 90 cm

## Mfs-008 / Massage Equipment

## Masaj Aleti

## آلة التدليك

İki kişinin aynı anda çalışma yapmasını sağlayacak şekilde ergonomik olarak tasarlanmıştır. Sırt ve bel masajı yapma işlevi olan iki ayrı ünite bulunmaktadır.

*Ergonomic design enables two users to exercise simultaneously. There are two different units that have function of back and lumbar massage.*

## Kullanım Şekli

Sırt masajı için tutunma kısmından kollarınızı geçirin.

Döner masaj lastiklerine sırtınızı yaslayın ve iki yana hareketle lastiklerdeki kabartmaların sırta masaj yapmasını sağlayın.

Bel masajı için belinizi masaj lastiğine yaslayın. Tutunma çubuklarından destek olarak yukarı aşağı hareketle lastiklerdeki kabartmaların bele masaj yapmasını sağlayın.

## Usage

For back massage, pass your arms through holding area, lean your back to massage rubber and after that, embossing over rubber roll provide massage for back by moving right and left direction. For lumbar massage, lean your lumbar to massage rubber and move upward and downward by getting support from holding bars.

## Fonksiyonları

Masaj yapılan bölgelerde kan dolaşımı düzenlenerek kasların gevşemesi sağlanmış olur.

## Functions

Muscles are relaxed by regulating blood circulation in regions where massage is applied.